

Phonak Audéo™ B-R

(B90/B70/B50)

Οδηγίες Χρήσης



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

Ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας



Phonak Audéo B90-R

2016

Phonak Audéo B70-R

2016

Phonak Audéo B50-R

2016

Μη ασύρματα αξεσουάρ φόρτισης



Phonak Charger Case RIC

2016

Phonak Power Pack

2016

Phonak Mini Charger RIC

2016



Λεπτομέρειες για το ακουστικό βαρηκοΐας και το φορτιστή σας

- ❶ Αν δεν είναι επιλεγμένο κανένα πλαίσιο και δεν γνωρίζετε το μοντέλο του ακουστικού βαρηκοΐας ή των αξεσουάρ φόρτισης που διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.
- ❶ Το Audéo B-R περιέχει μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
- ❶ Διαβάστε επίσης τις πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με το χειρισμό των επαναφορτιζόμενων ακουστικών βαρηκοΐας (κεφάλαιο 17).
- ❶ Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε και χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας: 0° έως +40° Κελσίου (33° έως 104° Φαρενάιτ)

Μοντέλο ακουστικού βαρηκοΐας

- Phonak Audéo B90–R
- Phonak Audéo B70–R
- Phonak Audéo B50–R

Ακουστικά τηλεφώνου

- Θηλή
- SlimTip
- cShell

Αξεσουάρ φόρτισης

- Charger Case RIC συμπ. τροφοδοτικού
- Power Pack
- Mini Charger RIC συμπ. τροφοδοτικού

Τα ακουστικά βαρηκοΐας και οι φορτιστές σας έχουν κατασκευαστεί από τη Phonak, τον παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις για προβλήματα ακοής με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Αυτά τα προϊόντα υψηλής ποιότητας είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών έρευνας και εξειδίκευσης, και είναι σχεδιασμένα ώστε να σας κρατούν συνδεδεμένους με την ομορφιά του ήχου! Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική επιλογή σας και σας ευχόμαστε πολλά χρόνια ακουστικής απόλαυσης.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά, για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αξιοποιείτε στο έπακρο τα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Πίνακας περιεχομένων

Το ακουστικό βαρηκοΐας και ο φορτιστής σας

1. Συνοπτικός οδηγός 6
2. Εξαρτήματα του ακουστικού βαρηκοΐας και του φορτιστή 8

Χρήση του φορτιστή

3. Προετοιμασία του φορτιστή 12
4. Φόρτιση των ακουστικών βαρηκοΐας 14

Χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας

5. Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας 20
6. Κουμπί προγραμμάτων 21
7. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 22
8. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας 23
9. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας 24



Περισσότερες πληροφορίες

10. Συνθήκες λειτουργίας 25
11. Φροντίδα και συντήρηση 26
12. Αντικατάσταση του προστατευτικού φίλτρου 28
13. Ασύρματα αξεσουάρ 33
14. Επισκευή και εγγύηση 34
15. Πληροφορίες συμμόρφωσης 36
16. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων 42
17. Αντιμετώπιση προβλημάτων 46
18. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια 50

1. Συνοπτικός οδηγός


Φόρτιση των ακουστικών βαρηκοΐας σας

Αφού τοποθετήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας στο φορτιστή, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει αργά έως ότου το ακουστικό βαρηκοΐας φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει πλήρως, η λυχνία θα παραμείνει συνεχώς αναμμένη, δηλ. με σταθερό πράσινο φως.




Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας

Μπλε ένδειξη για το **αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας.**




Κόκκινη ένδειξη για το **δεξί ακουστικό βαρηκοΐας.**



Κουμπί προγραμμάτων με ενδεικτική λυχνία

Το κουμπί προγραμμάτων χρησιμοποιείται με δύο τρόπους: Το **σύντομο πάτημα** μπορεί να επιτελεί διάφορες λειτουργίες. Η λειτουργία για το δικό σας ακουστικό βαρηκοΐας υποδεικνύεται στις εξατομικευμένες οδηγίες που σας έχουν δοθεί.




Το **παρατεταμένο πάτημα** (3 δευτερόλεπτα) χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πιέστε σταθερά το κουμπί με την άκρη του δακτύλου σας για 3 δευτερόλεπτα έως ότου η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει.

Ενεργοποίηση: Ένα σύντομο αναβόσβησμα

Απενεργοποίηση: Δύο σύντομα αναβόσβησματα



i Πριν χρησιμοποιήσετε το Audéo B-R για πρώτη φορά, συνιστάται να το φορτίσετε για 3 ώρες.

2. Εξαρτήματα του ακουστικού βαρηκοΐας και του φορτιστή

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα αξεσουάρ του μοντέλου ακουστικού βαρηκοΐας και του φορτιστή που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Μπορείτε να ταυτοποιήσετε τα δικά σας μοντέλα:

- ανατρέχοντας στην παράγραφο «Λεπτομέρειες για το ακουστικό βαρηκοΐας και το φορτιστή σας», στη σελίδα 3.
- ή αντιπαραβάλλοντας το ακουστικό βαρηκοΐας και το φορτιστή σας με τα μοντέλα που απεικονίζονται παρακάτω.


Πιθανά εξαρτήματα για το αυτί



Θηλή



SlimTip



cShell

Αυδέο B-R

Κουμπί προγραμμάτων με ενσωματωμένη πράσινη ενδεικτική λυχνία

Σωληνάκι

Κορδόνι συγκράτησης
(προαιρετικό)


Επαφές φόρτισης

Μεγάφωνο (χωρίς θηλή)


Charger Case RIC



Χώρος για κάψουλα αφύγρανσης (ανοικτό κάλυμμα)




Charger Case RIC με προαιρετικό Power Pack



Mini Charger RIC



Θέσεις φόρτισης ακουστικών
βαρηκοΐας με ενδείξεις
δεξιά/αριστερά





Σύνδεση micro-USB σε εξωτερική
πηγή τροφοδοσίας

Ενδεικτική λυχνία ισχύος


3. Προετοιμασία του φορτιστή

3.1 Ρύθμιση του τροφοδοτικού




Επιλέξτε τον προσαρμογέα που αντιστοιχεί στη χώρα σας.


- α) Εισάγετε το πάνω καμπύλο άκρο του προσαρμογέα στην καμπύλη γωνία του τροφοδοτικού.
- β) Ωθήστε το κάτω άκρο του προσαρμογέα έως ότου ασφαλίσει στη θέση του με ένα χαρακτηριστικό κλικ.



- γ) Για να τον αφαιρέσετε, τραβήξτε προς τα πίσω τη γλωττίδα του τροφοδοτικού.
- δ) Τραβήξτε τον προσαρμογέα προς τα πάνω για να τον αφαιρέσετε.



3.2 Σύνδεση του τροφοδοτικού



- α) Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο του καλωδίου φόρτισης στο τροφοδοτικό.
- β) Συνδέστε το μικρότερο άκρο στη θύρα micro-USB του φορτιστή.
- γ) Συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα.
- δ) Η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο τροφοδοτικό.

4. Φόρτιση των ακουστικών βαρηκοΐας

4.1 Χρήση του Charger Case RIC ή του Mini Charger RIC


Για οδηγίες ρύθμισης του φορτιστή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3.

1

Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας στις θέσεις φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις του αριστερού και του δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας ταιριάζουν με τις ενδείξεις αριστερά (μπλε)/δεξιά (κόκκινο) δίπλα στις θέσεις φόρτισης.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας απενεργοποιούνται αυτόματα όταν τοποθετούνται στο φορτιστή.



- ❶ Το Audéo B-R περιέχει μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
- ❷ Πριν χρησιμοποιήσετε το Audéo B-R για πρώτη φορά, συνιστάται να το φορτίσετε για 3 ώρες.
- ❸ Το ακουστικό βαρηκοΐας πρέπει να είναι στεγνό πριν από τη φόρτιση. Βλ. κεφάλαιο 11.
- ❹ Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε και χρησιμοποιείτε το ακουστικό βαρηκοΐας εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας: 0° έως +40° Κελσίου (32° έως 104° Φαρενάιτ).



2

Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει αργά έως ότου το ακουστικό βαρηκοΐας φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει πλήρως, η λυχνία θα παραμείνει αναμμένη, δηλ. με σταθερό πράσινο φως.



Η διαδικασία φόρτισης θα σταματήσει αυτόματα όταν οι μπαταρίες φορτίσουν πλήρως, έτσι τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να μείνουν με ασφάλεια εντός του φορτιστή. Μπορεί να χρειαστούν έως και 3 ώρες για τη φόρτιση των ακουστικών βαρηκοΐας. Το κάλυμμα του Charger Case RIC μπορεί να είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της φόρτισης.



3

Αφαιρέστε τα ακουστικά βαρηκοΐας από τις θέσεις φόρτισης και ενεργοποιήστε τα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 7.

- i** Χρόνοι φόρτισης Αυδέο B-R
- | | |
|---------------|----------|
| Φόρτιση 100%: | 3 ώρες |
| Φόρτιση 80%: | 90 λεπτά |
| Φόρτιση 50%: | 60 λεπτά |
| Φόρτιση 30%: | 30 λεπτά |




- i** Μην κρατάτε τα σωληνάκια για την αφαίρεση των ακουστικών βαρηκοΐας από το φορτιστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα σωληνάκια.

4.2 Χρήση του προαιρετικού Power Pack

Σημείωση: Το Power Pack είναι συμβατό με το Charger Case RIC.

1

Προσαρτήστε το Power Pack στο Charger Case RIC και ασφαλίστε το.




2

Τοποθετήστε το micro-USB και συνδέστε το σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Το Power Pack και τα ακουστικά βαρηκοΐας θα φορτιστούν ταυτόχρονα. Όταν το Power Pack είναι συνδεδεμένο σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η ενδεικτική λυχνία του υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

- ❶ Πριν χρησιμοποιήσετε το Power Pack για πρώτη φορά, συνιστάται να το φορτίσετε για 3 ώρες.
- ❶ Το Power Pack περιέχει μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου.

Σύνδεση micro-USB σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας



Ενδεικτική λυχνία
κατάστασης μπαταρίας:

- 0 % – 29 %
- 30 % – 59 %
- 60 % – 100 %

Κουμπί πίεσης ελέγχου
μπαταρίας

Μηχανισμός ασφάλισης και απασφάλισης Power Pack

3

Το πλήρως φορτισμένο Power Pack προσφέρει 7 κύκλους φόρτισης για ένα ζευγάρι ακουστικών βαρηκοΐας. Για να ελέγξετε την ισχύ μπαταρίας που απομένει στο Power Pack, πιέστε το κουμπί ελέγχου μπαταρίας (οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι απενεργοποιημένες, για εξοικονόμηση ισχύος).



- i** Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε το Power Pack εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας: 0° έως +40° Κελσίου (32° έως 104° Φαρενάιτ)

5. Ενδείξεις αριστερού και δεξιού ακουστικού βαρηκοΐας

Υπάρχει μια κόκκινη ή μπλε ένδειξη στο πίσω μέρος του ακουστικού βαρηκοΐας και στο ηχείο. Το χρώμα της ένδειξης υποδεικνύει αν το ακουστικό βαρηκοΐας προορίζεται για το αριστερό ή το δεξί αυτί.

Μπλε ένδειξη για το
**αριστερό ακουστικό
βαρηκοΐας.**

Κόκκινη ένδειξη για το
δεξί ακουστικό βαρηκοΐας.




6. Κουμπί προγραμμάτων

Το κουμπί προγραμμάτων χρησιμοποιείται με δύο τρόπους:

Σύντομο πάτημα

Το κουμπί προγραμμάτων στο ακουστικό βαρηκοΐας σας μπορεί να έχει διάφορες λειτουργίες ή να είναι ανενεργό. Αυτό εξαρτάται από τον προγραμματισμό που έχει γίνει στο ακουστικό βαρηκοΐας σας, ο οποίος υποδεικνύεται στις παρούσες «Οδηγίες ακουστικού βαρηκοΐας» για τη συσκευή σας.



Παρατεταμένο πάτημα (3 δευτερόλεπτα)


Το κουμπί προγραμμάτων χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας. Ανατρέξτε στο επόμενο κεφάλαιο.

7. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας, πιέστε σταθερά το κουμπί με την άκρη του δακτύλου σας για 3 δευτερόλεπτα έως ότου η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει.

Ένα σύντομο αναβόσβημα =
ενεργοποίηση ακουστικού
βαρηκοΐας

Δύο σύντομα αναβόσβηματα =
απενεργοποίηση
ακουστικού βαρηκοΐας




i Κατά την ενεργοποίηση του ακουστικού βαρηκοΐας σας μπορεί να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα έναρξης.

8. Τοποθέτηση του ακουστικού βαρηκοΐας στο αυτί


1

Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας πίσω από το αυτί σας.




2

Εισάγετε τη θηλή στον ακουστικό πόρο σας.



3


Αν το ακουστικό βαρηκοΐας σας διαθέτει κορδόνι συγκράτησης, τοποθετήστε το μέσα στην κοιλότητα του αυτιού, ώστε η θηλή να συγκρατείται στον ακουστικό πόρο.



9. Αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας

1

Τραβήξτε το κυρτό τμήμα του σωλήνα και αφαιρέστε το ακουστικό βαρηκοΐας από το πίσω μέρος του αυτιού.



⚠ Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή, μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού βαρηκοΐας από το αυτί. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, επισκεφθείτε έναν γιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή της.

10. Συνθήκες λειτουργίας

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τρόπο, ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς, όταν χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε το ακουστικό βαρηκοΐας και το Power Pack εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας: 0° έως +40° Κελσίου (32° έως 104° Φαρενάιτ) και εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης: 800 hPA έως 1500 hPA.

Τα Audéo B-R έχουν ταξινομηθεί ως IP68 (βάθος 1 μέτρου για 60 λεπτά) και σχεδιαστεί για χρήση σε όλες τις καθημερινές καταστάσεις της ζωής. Επομένως, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν τα ακουστικά βαρηκοΐας σας εκτεθούν σε ψιλόβροχο ή ιδρώτα. Ωστόσο, το Audéo B-R δεν ενδείκνυται για χρήση σε δραστηριότητες με νερό που περιλαμβάνουν χλωριωμένο νερό, σαπούνι, αλμυρό νερό ή άλλα υγρά με χημικό περιεχόμενο.

Υγρασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για το Charger Case RIC, το Mini Charger RIC και το Power Pack: : 0% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση).

11. Φροντίδα και συντήρηση

Η προσεκτική και τακτική φροντίδα του ακουστικού βαρηκοΐας και των φορτιστών σας συμβάλλει στην υψηλή απόδοση και την παράταση της διάρκειας ζωής του.


Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες ως κατευθυντήριες οδηγίες. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 18.2.

Γενικές πληροφορίες

Πριν από τη χρήση σπρέι για τα μαλλιά ή καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να αφαιρείτε το ακουστικό βαρηκοΐας από το αυτί σας, καθώς τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο ακουστικό.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ανθεκτικά στο νερό, τον ιδρώτα και τη σκόνη, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Μετά από έκθεση σε νερό, ιδρώτα ή σκόνη, το ακουστικό βαρηκοΐας πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται.
- Το ακουστικό βαρηκοΐας πρέπει να χρησιμοποιείται και να συντηρείται όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

 Βεβαιώνετε πάντα ότι τα ακουστικά βαρηκοΐας και ο φορτιστής είναι στεγνά και καθαρά πριν από τη φόρτιση.

Καθημερινά

Ακουστικό βαρηκοΐας: Ελέγχετε αν υπάρχουν υπολείμματα κυψελίδας και υγρασίας στη θηλή. Καθαρίζετε τις επιφάνειες με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι ή χρησιμοποιείτε τη μικρή βούρτσα που περιέχει το Charger Case RIC. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι, κ. λπ. , για τον καθαρισμό του ακουστικού βαρηκοΐας σας. Δεν συνιστάται το ξέπλυμα με νερό. Αν απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός του ακουστικού βαρηκοΐας σας, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα ή τις κάψουλες αφύγρανσης.

Φορτιστές: Βεβαιωθείτε ότι οι θέσεις φόρτισης είναι καθαρές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικούς παράγοντες όπως οικιακά απορρυπαντικά, σαπούνι κ. λπ. για τον καθαρισμό του φορτιστή σας.

Εβδομαδιαία

Ακουστικό βαρηκοΐας: Καθαρίζετε το εξάρτημα για το αυτί με ένα μαλακό, υγρό πανί ή με ειδικό πανί καθαρισμού για ακουστικά βαρηκοΐας. Για πιο αναλυτικές οδηγίες συντήρησης ή για οδηγίες σχολαστικού καθαρισμού, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας. Καθαρίζετε τις επαφές φόρτισης του ακουστικού βαρηκοΐας με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Φορτιστές: Αφαιρείτε σκόνη ή ακαθαρσίες από τις θέσεις φόρτισης.

12. Αντικατάσταση του προστατευτικού φίλτρου


Το ακουστικό βαρηκοΐας σας διαθέτει ένα προστατευτικό φίλτρο για την προστασία του ηχείου από ζημιά λόγω κυψελίδας.

Ελέγχετε το φίλτρο τακτικά και αντικαθιστάτε το αν φαίνεται βρώμικο ή αν η ένταση ήχου του ακουστικού βαρηκοΐας ή η ποιότητα ήχου είναι χαμηλή. Το προστατευτικό φίλτρο θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες.

12.1 Αφαίρεση του ακουστικού τηλεφώνου από το ηχείο


1

Αφαιρέστε τη θηλή από το ηχείο κρατώντας το ηχείο στο ένα χέρι και τη θηλή στο άλλο.




2

Τραβήξτε απαλά τη θηλή για να την αφαιρέσετε.



3


Καθαρίστε το ηχείο με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.



12.2 Αντικατάσταση του προστατευτικού φίλτρου


1

Τοποθετήστε την πλευρά αφαίρεσης του εργαλείου αντικατάστασης στο χρησιμοποιημένο φίλτρο. Το στέλεχος της λαβής θα πρέπει να αγγίζει το χείλος του προστατευτικού φίλτρου.




2

Τραβήξτε και αφαιρέστε προσεκτικά με μία κίνηση το φίλτρο ώστε να αφαιρεθεί από το ηχείο. Μην περιστρέψετε το προστατευτικό φίλτρο κατά την αφαίρεσή του.




3

Για να τοποθετήσετε το νέο προστατευτικό φίλτρο, πιέστε απαλά την πλευρά εισαγωγής του εργαλείου αφαίρεσης ευθεία προς το εσωτερικό του ηχείου έως ότου ο εξωτερικός δακτύλιος ευθυγραμμιστεί πλήρως.



4


Τραβήξτε το εργαλείο ίσια προς τα έξω. Το νέο φίλτρο θα παραμείνει στη θέση του. Τώρα τοποθετήστε τη θηλή στο ηχείο.



12.3 Προσάρτηση του ακουστικού τηλεφώνου στο ηχείο


1

Κρατήστε το ηχείο στο ένα χέρι και τη θηλή.




2

Σύρετε τη θηλή πάνω από την έξοδο ήχου του ηχείου.




3

Το ηχείο και η θηλή θα πρέπει να εφαρμόζουν τέλεια μεταξύ τους.



13. Ασύρματα αξεσουάρ

Η Phonak διαθέτει μια ποικιλία ασύρματων αξεσουάρ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με το ακουστικό βαρηκοΐας σας.



* Phonak ComPilot II με neckloop (κορδόνι για το λαιμό) ή ComPilot Air II με κλιπ στερέωσης στα ρούχα. Διαθέτουν επίσης βασικές λειτουργίες τηλεχειρισμού. Για προηγμένο έλεγχο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εφαρμογή Phonak RemoteControl App.

** Οι πηγές ήχου (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής MP3, υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet) μπορούν να συνδεθούν μέσω Bluetooth ή καλωδίου ήχου.

*** Στερεωμένο με κλιπ στα ρούχα του ομιλητή για καλύτερη κατανόηση από απόσταση.

14. Επισκευή και εγγύηση

Τοπική εγγύηση

Για τους όρους της τοπικής εγγύησης, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή από τον οποίο προμηθευτήκατε τα ακουστικά βαρηκοΐας και τους φορτιστές σας.

Διεθνής εγγύηση

Η Rhonak παρέχει περιορισμένη διεθνή εγγύηση ενός έτους, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Η συγκεκριμένη περιορισμένη εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττωματικά υλικά στο ακουστικό βαρηκοΐας και τους φορτιστές, αντίστοιχα, αλλά όχι σε αξεσουάρ όπως σωληνάκια, ακουστικά τηλεφώνου και εξωτερικοί δέκτες. Η εγγύηση ισχύει μόνο κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

Περιορισμοί εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή φροντίδας, έκθεσης σε χημικές ουσίες ή υπερβολικής καταπόνησης. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση βλάβης που έχει προκληθεί από τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η εγγύηση αυτή δεν περιλαμβάνει τυχόν επισκευές που εκτελούνται από τον ακοοπροθετιστή στο χώρο εργασίας του.

Σειριακοί αριθμοί

Αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας: _____

Δεξί ακουστικό βαρηκοΐας: _____

Charger Case RIC:

Power Pack: _____

Mini Charger RIC: _____

Ημερομηνία αγοράς: _____

Εξουσιοδοτημένος ακοοπροθετιστής
(σφραγίδα/υπογραφή):

15. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Ευρώπη:

Δήλωση συμμόρφωσης για το ακουστικό βαρηκοΐας

Η Phonak AG δηλώνει διά του παρόντος ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και της οδηγίας για το ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Phonak, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται σε λίστα στον ιστότοπο www.phonak.com (Phonak worldwide locations – Αντιπροσωπείες της Phonak σε ολόκληρο τον κόσμο).

Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία:



R-NZ

Υποδεικνύει τη συμμόρφωση μιας συσκευής με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις των φορέων Radio Spectrum Management (RSM – Διαχείριση ραδιοφάσματος) της Νέας Ζηλανδίας και Australian Communications and Media Authority (ACMA – Αυστραλιανή αρχή επικοινωνιών και μέσων) της Αυστραλίας σχετικά με τη νόμιμη πώληση στις εν λόγω χώρες. Η ετικέτα συμμόρφωσης R-NZ προορίζεται για ραδιοπροϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της Νέας Ζηλανδίας υπό το επίπεδο συμμόρφωσης A1.

Τα ασύρματα μοντέλα που αναφέρονται στη σελίδα 2 είναι πιστοποιημένα βάσει των παρακάτω:

Phonak Audéo B-R (B90/B70/B50)

ΗΠΑ

Αρ. αναγνώρισης FCC: KWC-RICR

Καναδάς

IC: 2262-RICR

Σημείωση 1:

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο RSS-210 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία της υπόκειται στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

- 1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- 2) η συσκευή αυτή πρέπει να μπορεί να δεχθεί τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεμβολών που προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση 2:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στην παρούσα συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Phonak μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της άδειας χειρισμού της συσκευής αυτής βάσει των κανονισμών FCC.

Σημείωση 3:

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο ICES-003 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά.

Τα όρια αυτά προορίζονται για την παροχή εύλογης προστασίας από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση της δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν η συσκευή αυτή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για υποστήριξη.

Πληροφορίες ραδιοεπικοινωνίας για το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας σας

Τύπος κεραίας	Ενσωματωμένη κεραία φερριτή τύπου πηνίου (επαγωγική)
Συχνότητα λειτουργίας	10,6 MHz
Καλυπτόμενο εύρος ζώνης (99% BW)	498 kHz
Διαμόρφωση	DQPSK
Κανάλι	Ραδιοεπικοινωνία ενός καναλιού
Εύρος λειτουργίας	18 cm (7")
Περίπτωση χρήσης	Ροή δεδομένων ηχητικού σήματος σε ακουστικό βαρηκοΐας-δέκτη στο άλλο αυτί
Ισχύς μαγνητικού πεδίου στο 1 m	-4 dBμA/m

16. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Rhonak AG επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και της οδηγίας για το ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο των παραπάνω οδηγιών.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις για εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β του προτύπου EN 60601-1. Η επιφάνεια του ακουστικού βαρηκοΐας χαρακτηρίζεται ως εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β.



Υποδεικνύει τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, όπως ορίζεται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Σημαντικές πληροφορίες για το χειρισμό και την ασφάλεια του προϊόντος.



Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή από τη συσκευή βρίσκεται εντός των ορίων που έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ.



Υποδεικνύει το σειριακό αριθμό του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μιας συγκεκριμένης ιατρικής συσκευής.



Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μιας συγκεκριμένης ιατρικής συσκευής.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες στις παρούσες οδηγίες χρήσης.



Θερμοκρασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση: -20° έως $+60^{\circ}$ Κελσίου (-4° έως $+140^{\circ}$ Φαρενάιτ).



Υγρασία κατά την αποθήκευση: 0% έως 70%, εφόσον δεν χρησιμοποιείται. Για οδηγίες σχετικά με την αφύγρανση του ακουστικού βαρηκοΐας μετά τη χρήση, βλ. οδηγίες στο κεφάλαιο 17.2.



Ατμοσφαιρική πίεση κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση: 200 hPA έως 1500 hPA



Κατά τη διάρκεια μεταφοράς, διατηρείτε το προϊόν στεγνό.



Το σύμβολο με το διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτό το ακουστικό βαρηκοΐας καθώς και οι φορτιστές και το Power Pack δεν πρέπει να απορρίπτονται όπως τα κοινά οικιακά απόβλητα. Τα παλιά ή τα μη χρησιμοποιημένα ακουστικά βαρηκοΐας και φορτιστές πρέπει να απορρίπτονται σε χώρους διάθεσης ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να παραδίδονται στον ακοοπροθετιστή για απόρριψη. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

17. Αντιμετώπιση προβλημάτων

17.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων με το ακουστικό βαρηκοΐας

Πρόβλημα

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν λειτουργεί

Ακούγονται συριγμοί από το ακουστικό βαρηκοΐας

Η ένταση ήχου του ακουστικού βαρηκοΐας δεν είναι αρκετά δυνατή ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος

Το ακουστικό βαρηκοΐας εκπέμπει δύο χαρακτηριστικούς ήχους

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν ενεργοποιείται

Η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού βαρηκοΐας αναβοσβήνει γρήγορα κατά τη φόρτιση

Αιτίες

Βουλωμένο ηχείο/θηλή

Απενεργοποιημένο ακουστικό βαρηκοΐας

Ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές

Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο αυτί

Υπολείμματα κυψελίδας στον ακουστικό πόρο

Υπερβολικά υψηλή ένταση ήχου

Χαμηλή ισχύς μπαταρίας

Βουλωμένο ηχείο/θηλή

Υπερβολικά χαμηλή ένταση ήχου

Αλλαγή στην ποιότητα της ακοής

Ένδειξη για χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως

Ελαττωματική μπαταρία

Τι να κάνετε

Καθαρίστε το άνοιγμα του ηχείου/θηλή

Πιέστε το κουμπί προγραμμάτων για 3 δευτερόλεπτα (κεφάλαιο 1+7)

Πιέστε το κουμπί προγραμμάτων

Τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας στο φορτιστή

Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 4)

Τοποθετήστε σωστά το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 8)

Επικοινωνήστε με τον ωτορινολαρυγγολόγο/γενικό ιατρό ή τον ακοοπροθετιστή σας

Μειώστε την ένταση του ήχου (κεφάλαιο 6)

Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 4)

Καθαρίστε το άνοιγμα του ηχείου/θηλή

Αυξήστε την ένταση του ήχου, αν η συσκευή διαθέτει ρυθμιστή έντασης ήχου (κεφάλαιο 6)

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας

Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 4)

Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 4)

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας αν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν είναι η αναμενόμενη

Πρόβλημα

Η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού βαρηκοΐας είναι σβηστή κατά την τοποθέτηση στις θέσεις φόρτισης

Η μπαταρία δεν διαρκεί ολόκληρη την ημέρα

Αιτίες

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο φορτιστή

Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν είναι πλήρως φορτισμένο

Η μπαταρία μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση

17.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων με το φορτιστή

Πρόβλημα

Δεν αρχίζει η φόρτιση (χωρίς χρήση Power Pack)

Δεν αρχίζει η φόρτιση με χρήση του Power Pack

Αιτίες

Το Charger Case RIC ή το Mini Charger RIC δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή τροφοδοσίας

Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο φορτιστή

Power Pack αποφορτισμένο



Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας για βοήθεια.

Τι να κάνετε

Τοποθετήστε σωστά το ακουστικό βαρηκοΐας στο φορτιστή (κεφάλαιο 4)

Συνδέστε το φορτιστή σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας

Φορτίστε το ακουστικό βαρηκοΐας (κεφάλαιο 4)

Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας, μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση της μπαταρίας

Τι να κάνετε

Συνδέστε σε φορτιστή για πλήρη φόρτιση ή στο Power Pack (βλ. ενότητα 4.2)

Τοποθετήστε σωστά το ακουστικό βαρηκοΐας στο φορτιστή (κεφάλαιο 4.1)

Φορτίστε το Power Pack (κεφάλαιο 4.2)


18. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε τις πληροφορίες στις παρακάτω σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας και τα αξεσουάρ φόρτισης που διαθέτετε.


Το ακουστικό βαρηκοΐας δεν αποκαθιστά τη φυσιολογική ακοή και δεν προλαμβάνει ούτε βελτιώνει διαταραχές της ακοής που οφείλονται σε οργανικές παθήσεις. Σε περίπτωση μη τακτικής χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας, ο χρήστης δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Η χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας αποτελεί ένα μόνο μέρος της διαδικασίας επαναφοράς της ακοής και ενδέχεται να πρέπει να συμπληρωθεί από ακουστική εκπαίδευση και εξάσκηση στη χειλεανάγνωση.

Το ακουστικό βαρηκοΐας είναι κατάλληλο για φροντίδα υγείας κατ' οίκον και λόγω της φορητότητάς του ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον επαγγελματικής φροντίδας υγείας, όπως ιατρεία, οδοντιατρεία κ.λπ.


18.1 Προειδοποιήσεις κινδύνου


 Τα ακουστικά βαρηκοΐας προορίζονται για ενίσχυση και μετάδοση ήχου στα αυτιά, σε περιπτώσεις όπου η ακοή είναι περιορισμένη.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας (προγραμματισμένα ειδικά για κάθε τύπο απώλειας ακοής) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από το άτομο για το οποίο προορίζονται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε άλλο άτομο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.


 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στο ακουστικό βαρηκοΐας αλλαγές ή τροποποιήσεις, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Phonak. Οι αλλαγές


αυτές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο αυτί ή στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.


 Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας και τα αξεσουάρ φόρτισης σε εκρηκτικά περιβάλλοντα (ορυχεία ή βιομηχανικές περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, ατμόσφαιρα πλούσια σε οξυγόνο ή χώροι στους οποίους γίνεται χειρισμός εύφλεκτων υλικών) ή σε χώρους όπου απαγορεύεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός.


 Αν αισθανθείτε πόνο μέσα ή πίσω από το αυτί, αν εμφανιστεί φλεγμονή ή ερεθισμός του δέρματος και ταχεία συσσώρευση


υπολειμμάτων κυψελίδας,
επικοινωνήστε με τον
ακοοπροθετιστή ή τον
ιατρό σας.


 Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις,
η θηλή μπορεί να παραμείνει
στον ακουστικό πόρο κατά
την αφαίρεση του ακουστικού
σωλήνα από το αυτί.
Σε περίπτωση που συμβεί
αυτό, επισκεφθείτε έναν ιατρό
για την ασφαλή αφαίρεσή της.


 Τα ακουστικά προγράμματα
στη λειτουργία κατευθυντικού
μικροφώνου μειώνουν τους
περιβαλλοντικούς ήχους. Λάβετε
υπόψη ότι τα προειδοποιητικά
σήματα ή οι ήχοι που
προέρχονται από πηγή που
βρίσκεται πίσω από το χρήστη,
π. χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται
πλήρως ή μερικώς.


 Το συγκεκριμένο ακουστικό
βαρηκοΐας δεν προορίζεται
για χρήση σε παιδιά ηλικίας
κάτω των 36 μηνών.
Περιλαμβάνει μικρά
εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να προκαλέσουν
πνιγμό σε περίπτωση
κατάποσης. Φυλάσσετε μακριά
από παιδιά, άτομα με νοητική
υστέρηση και κατοικίδια ζώα.
Σε περίπτωση κατάποσης,
απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρό
ή μεταβείτε σε νοσοκομείο.

 Φυλάσσετε το Charger Case
RIC μακριά από παιδιά, άτομα
με νοητική υστέρηση και
κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση
κατάποσης της κάψουλας
αφύγρανσης, απευθυνθείτε
αμέσως σε ιατρό ή μεταβείτε
σε νοσοκομείο.

 Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να ανοίγει το Power Pack λόγω πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.

 Μην συνδέετε ενσύρματα το ακουστικό βαρηκοΐας σας σε οποιαδήποτε εξωτερική πηγή ήχου, όπως ραδιόφωνο κ.λπ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό (ηλεκτροπληξία).

 Μην καλύπτετε τελείως το Charger Case RIC ή το Mini Charger RIC κατά τη διάρκεια της φόρτισης, π.χ. με κάποιο ύφασμα κ.λπ.

 Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για άτομα με ενεργές εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες, απινιδωτές κ.λπ.):

- Διατηρείτε το ασύρματο ακουστικό βαρηκοΐας


σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) μακριά από το ενεργό εμφύτευμα.


Αν προκύψουν παρεμβολές, μην χρησιμοποιείτε τα ασύρματα ακουστικά βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ενεργού εμφυτεύματος. Λάβετε υπόψη ότι παρεμβολές ενδέχεται επίσης να προκαλούνται από γραμμές τροφοδοσίας, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, ανιχνευτές μετάλλων σε αεροδρόμια κ. λπ.


- Τυχόν μαγνήτες (π. χ. μαγνήτης EasyPhone κ. λπ.) πρέπει να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα.
- Αν χρησιμοποιείτε κάποιο ασύρματο αξεσουάρ Phonak, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια» των οδηγιών

χρήσης για το ασύρματο αξεσουάρ σας.

ατρωσία, με αποτέλεσμα ακατάλληλη λειτουργία.

 Η χρήση αυτού του εξοπλισμού κοντά σε άλλο εξοπλισμό θα πρέπει να αποφεύγεται διότι μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία. Αν η εν λόγω χρήση είναι απαραίτητη, θα πρέπει και οι δύο εξοπλισμοί να παρατηρούνται για την επαλήθευση της φυσιολογικής λειτουργίας τους.

 Η χρήση αξεσουάρ, μετατροπέων και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που ορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτού του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική

 Φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες (συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από 30 cm (12 ίντσες) από κάθε εξάρτημα του Audéo B-R, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, μπορεί να σημειωθεί υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.

- ⚠️ Η θύρα USB του φορτιστή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που περιγράφεται.
- ⚠️ Για το φορτιστή, χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό πιστοποιημένο κατά EN60950 με ονομαστική τιμή εξόδου 5 VDC. Ελάχ. 500 mA.
- ⚠️ Μην συνδέετε τον προσαρμογέα του τροφοδοτικού μόνο σε ηλεκτρικές πρίζες διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

- ⚠️ Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να τοποθετούνται με θηλές/ φίλτρα προστασίας από κυψελίδα όταν χρησιμοποιούνται από πελάτες με διάτρηση τυμπάνου, φλεγμονή του ακουστικού πόρου ή παρεμφερή κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούμε τη χρήση ενός προσαρμοσμένου εκμαγείου. Στην απίθανη περίπτωση παραμονής οποιουδήποτε μέρους αυτού του προϊόντος στον ακουστικό πόρο, συνιστάται ιδιαίτερα να απευθυνθείτε σε ειδικό ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή του.

18.2 Πληροφορίες για την ασφάλεια του προϊόντος

- ❶ Τα ακουστικά βαρηκοΐας της Phonak είναι ανθεκτικά στο νερό αλλά δεν είναι αδιάβροχα. Είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν την καταπόνηση που προκαλείται κατά τις τυπικές δραστηριότητες και την περιστασιακή, ακούσια έκθεση σε ακραίες συνθήκες. Μην βυθίζετε ποτέ το ακουστικό βαρηκοΐας σε νερό! Τα ακουστικά βαρηκοΐας της Phonak δεν είναι σχεδιασμένα για τακτική εμβάπτιση σε νερό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως κατά την κολύμβηση ή όταν κάνετε μπάνιο. Αφαιρείτε πάντα το ακουστικό βαρηκοΐας πριν από αυτές τις δραστηριότητες, καθώς το ακουστικό περιλαμβάνει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- ❷ Προστατεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας από τη θερμότητα (μην το αφήνετε ποτέ κοντά σε παράθυρο ή στο αυτοκίνητο). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές θέρμανσης για να στεγνώσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας (λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης). Για τις ενδειγμένες μεθόδους αφύγρανσης, ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας.

- ❗ Η θηλή θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις μήνες ή όταν γίνεται άκαμπτη. Με τον τρόπο αυτόν προλαμβάνεται η απόσπαση της θηλής από το στέλεχος του σωλήνα κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεσή της από το αυτί.
- ❗ Προφυλάσσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας από πτώσεις! Σε περίπτωση πτώσης σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.
- ❗ Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας στο φορτιστή, αν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ❗ Η λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας μπορεί να επηρεαστεί από ειδικές ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ακτινοβολία, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αφαιρείτε και φυλάσσετε τα εκτός της αίθουσας/ του χώρου εξέτασης, πριν υποβληθείτε σε:
- Ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις με ακτίνες Χ (και σαρώσεις CT).

- Ιατρικές εξετάσεις με σαρώσεις MRI/NMRI, εξετάσεις κατά τις οποίες δημιουργούνται μαγνητικά πεδία.
Κατά τη διέλευση από πύλες ασφαλείας (σε αεροδρόμια κ.λπ.) δεν χρειάζεται να αφαιρέτε τα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Ακόμη και αν χρησιμοποιούνται ακτίνες X, εφαρμόζεται εξαιρετικά χαμηλή δόση που δεν επηρεάζει τα ακουστικά βαρηκοΐας.
- ⓘ Τα ακουστικά βαρηκοΐας πρέπει να είναι στεγνά πριν από τη φόρτιση. Διαφορετικά δεν μπορεί να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της φόρτισης.
- ⓘ Χρησιμοποιείτε μόνο τους εγκεκριμένους φορτιστές και το Power Pack που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης για τη φόρτιση του Audéo B-R, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στις συσκευές.
- ⓘ Το Audéo B-R και το Power Pack περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο UN 38.3 και θα πρέπει να αποστέλλονται σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς περί ασφαλούς αποστολής των μπαταριών ιόντων λιθίου.

για την Ελλάδα:

www.phonak-hellas.com



Κατασκευαστής:

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Switzerland

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD

